

Elma Steam

A utilização do Elma Steam auxilia na pré-limpeza, limpeza da superfície e de canulados de dispositivos médicos, além de apoiar na reprodutibilidade destes processos.

Utilizando o Elma Steam na **limpeza de dispositivos médicos** é possível obter:



redução da carga microbiana¹



eliminação de 99,95% do biofilme em 3 segundos²

6x

redução de 6 vezes na leitura RLU (Unidades Relativas de Luz do Leitor de ATP) após a limpeza com o Elma Steam³

Elma Steam 8 med



Alta disponibilidade de vapor, com pressão constante de 8 bar / 116psi



Faixas de pressão ajustáveis e programáveis entre suave e forte



Temperatura do vapor na ponta da Manopla 160°C



Manopla com conexão luer-lock para limpeza de superfícies e de canulados de dispositivos médicos



Sistema de enchimento manual, automatizado ou ambos



Conexão ao Sistema de Ar Comprimido da Instituição



Ciclos inteligentes, de aquecimento e de descalcificação



Modo econômico automático



Sensores e Sistemas de Segurança



Sistema de Construção SMART MAER™



Praticamente Plug & Play, necessita somente de uma tomada 220V com disjuntor dedicado de 25A⁴



Cabine de Limpeza e Acessórios para utilização em conjunto com Elma Steam 4,5 med e Elma Steam 8 med:

Cabine de Limpeza em Aço Inox



Cabine:

Alt. 1800 mm

Prof. 800mm

Larg. 900 mm

Cuba (medida interna):

Larg. 600 mm

Comp. 500 mm

Prof. 250 mm

Luminária Led interna

Filtro de Carvão Ativado

Suporte, Ponteiras e Pinça



1 Suporte

8 Ponteiras Luer-Lock

1 Pinça para auxiliar na troca das ponteiras

Cestos pequeno e grande



Para colocação de pequenos instrumentais

Tela Absorvedora de vapor



Tela perfurada encaixável na cuba para limpeza de Instrumentais

Suportes para auxiliar na limpeza de Fresas Flexíveis

Exaustores silenciosos distribuídos na parte superior e na altura da cuba

Pistola d'Água Hega-Medical

Gaveta deslizante para alocação do Elma Steam 4,5med ou 8med